

## **LINEA *ultima* Wash Solution Selectra® / Flexor®**

**Katalógové číslo:** LUF 002

**Balenie:** 1 x 1000 ml

**Pre in vitro diagnostické použitie.**

**Iba pre profesionálne použitie.**

### **Určenie**

Linea *ultima* Wash Solution Selectra® / Flexor® je čistiacim roztokom pre biochemické analyzátory Selectra® a Flexor®.

### **Použitie**

Linea *ultima* Wash Solution Selectra® / Flexor® je určený pre biochemické analyzátory Selectra® a Flexor®. Je určený iba pre školenú profesionálnu obsluhu.

### **Zloženie**

Čistiaci roztok Linea *ultima* Wash Solution Selectra® / Flexor® obsahuje chlórnan sodný a hydroxid sodný.

### **Reagencie potrebné na prípravu roztoku, nie sú súčasťou súpravy**

- Laboratórna pipeta
- Destilovaná / deionizovaná voda

### **Uskladnenie a stabilita**

Čistiaci roztok Linea *ultima* Wash Solution Selectra® / Flexor® musí byť uskladnený pri teplote 2-8°C na suchom mieste. Čistiaci roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.

### **Príprava**

Balenie Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® obsahuje 1000 ml koncentrovaného roztoku. Pred samotným použitím sa pripraví 10% roztok Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor®. 10%-ný roztok sa naleje do skúmavky, ktorá sa vloží do pozície W v reagenčnom kole analyzátora a počas analýz je neustále k dispozícii (viď Operačný manuál k analyzátoru).

10% roztok Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® sa tiež používa pri týždennej údržbe na premývanie ihl. Počas premývania sa 10%-ný roztok nachádza v skúmavke na pozícii 1 vo vzorkovom kole analyzátora (viď Operačný manuál k analyzátoru).

### **Upozornenia a bezpečnostné opatrenia**

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Nepoužite reagensiu, pokiaľ je preexpirovaná.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Používajte ochranné prostriedky, ako sú laboratórny plášť a jednorazové rukavice.
- Pri manipulácii s výrobkom nejedzte, nepite a nefajčite.

- Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, postihnutému dajte napiť veľké množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára .
- Zabráňte kontaminácii čistiaceho roztoku.

## Výstražné a bezpečnostné upozornenia

### Výstražné upozornenia:

H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy

H290 – Môže byť korozívny pre kovy

### Bezpečnostné upozornenia:

P260 – Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly

P280 – Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre

P303+P361+P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 – Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára

P403+P233 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P406 – Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii, nádobe s odolnou vnútornou vrstvou

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/ regionálnymi/ vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi

### Ďalšie výstražné upozornenia:

EUH031 – Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn

EUH206 – Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

### Výstražný piktogram:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

## Použité symboly



Katalógové číslo



Expirácia



Číslo šarže



Diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*



Teplota skladovania



Výrobca



Označenie, že výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú.

Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na [www.eurolambda.sk](http://www.eurolambda.sk), alebo na požiadanie u distribútora.



Eurolab Lambda a.s.

T.Milkina 2, Trnava

Tel.: +421 33 5341 448

Fax: +421 33 5443 094

[www.eurolambda.sk](http://www.eurolambda.sk)

Rev. 05/2020