

LINEA *ultima* Wash Solution Selectra® / Flexor®

Katalógové číslo: LUF 002

Balenie: 1 x 1000 ml

Pre in vitro diagnostické použitie.

Iba pre profesionálne použitie.

Určenie

Linea *ultima* Wash Solution Selectra® / Flexor® je čistiacim roztokom pre biochemické analyzátory Selectra® a Flexor®.

Použitie

Linea *ultima* Wash Solution Selectra® / Flexor® je určený pre biochemické analyzátory Selectra® a Flexor®. Je určený iba pre školenú profesionálnu obsluhu.

Zloženie

Čistiaci roztok Linea *ultima* Wash Solution Selectra® / Flexor® obsahuje chlórnan sodný a hydroxid sodný.

Reagencie potrebné na prípravu roztoku, nie sú súčasťou súpravy

- Laboratórna pipeta
- Destilovaná / deionizovaná voda

Upozornenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Zabráňte požitiu roztoku. Ak dôjde k požitiu, postihnutému dajte napíť veľké množstvo vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára.
- Zabráňte kontaminácii čistiaceho roztoku.

Uskladnenie a stabilita

Čistiaci roztok Linea *ultima* Wash Solution Selectra® / Flexor® musí byť uskladnený pri teplote 2-8°C na suchom mieste. Čistiaci roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, pokiaľ je uskladnený pri uvedených podmienkach.

Príprava

Balenie Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® obsahuje 1000 ml koncentrovaného roztoku. Pred samotným použitím sa pripraví 10% roztok Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor®. 10%-ný roztok sa naleje do skúmavky, ktorá sa vloží do pozície W v reagenčnom kole analyzátora a počas analýz je neustále k dispozícii (viď Operačný manuál k analyzátoru).

10% roztok Linea *ultima* System Solution Selectra® / Flexor® sa tiež používa pri týždennej údržbe na premývanie ihliel. Počas premývania sa 10%-ný roztok nachádza v skúmavke na pozícii 1 vo vzorkovom kole analyzátora (viď Operačný manuál k analyzátoru).

Výstražné symboly:



Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na www.eurolambda.sk, alebo na požiadanie u distribútora.

Výrobca a distribútor:

Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2, Trnava
Tel.: +421 33 5341 448
Fax: +421 33 5443 094
www.eurolambda.sk

Rev. 06/2013