

Izolácia Nukleových Kyselín

Vaša voľba pre všetky nasledujúce downstream aplikácie, požadujúce extrémnu senzitivitu a reprodukovateľnosť

Bioline Isolate II kity rýchla a účinná izolácia DNA/RNA, proteínov, miRNA, zo širokého spektra biologických materiálov, purifikácia PCR produktov a agarózových gélov.


Jednoduché použitie * Vysoká výťažnosť a čistota * DNáza a/alebo RNáza a potrebné filtre v kite * Vynikajúca cena *Vhodné aj pre limitované množstvá vzoriek *

2019

| kat.č. | špecifikácia | balenie | cena bez DPH | cena s DPH |
|--|---|-----------|--------------|------------|
| DNA | | | | |
| BIO-52055 | ISOLATE II Plasmid Mini Kit | 10 preps | 35,3 | 38,8 |
| BIO-52056 | ISOLATE II Plasmid Mini Kit | 50 preps | 108,0 | 118,8 |
| BIO-52057 | ISOLATE II Plasmid Mini Kit | 250 preps | 402,8 | 443,0 |
| BIO-52058 | ISOLATE II PCR & Gel Kit | 10 preps | 41,3 | 45,4 |
| BIO-52059 | ISOLATE II PCR & Gel Kit | 50 preps | 120,8 | 132,8 |
| BIO-52060 | ISOLATE II PCR & Gel Kit | 250 preps | 462,8 | 509,0 |
| BIO-52065 | ISOLATE II Genomic DNA Kit | 10 preps | 48,8 | 53,6 |
| BIO-52066 | ISOLATE II Genomic DNA Kit | 50 preps | 183,0 | 201,3 |
| BIO-52067 | ISOLATE II Genomic DNA Kit | 250 preps | 634,5 | 698,0 |
| BIO-52068 | ISOLATE II Plant Kit | 10 preps | 56,3 | 61,9 |
| BIO-52069 | ISOLATE II Plant Kit | 50 preps | 190,5 | 209,6 |
| BIO-52070 | ISOLATE II Plant Kit | 250 preps | 699,8 | 769,7 |
| RNA | | | | |
| BIO-38032 | TRIzure-total RNA from cells and tissues | 100ml | 201,8 | 221,9 |
| BIO-38033 | TRIzure | 200ml | 365,3 | 401,8 |
| BIO-52071 | ISOLATE II RNA Mini Kit | 10 preps | 93,0 | 102,3 |
| BIO-52072 | ISOLATE II RNA Mini Kit | 50 preps | 267,0 | 293,7 |
| BIO-52073 | ISOLATE II RNA Mini Kit | 250 preps | 1110,8 | 1221,8 |
| BIO-52074 | ISOLATE II RNA Micro Kit | 10 preps | 126,8 | 139,4 |
| BIO-52075 | ISOLATE II RNA Micro Kit | 50 preps | 369,8 | 406,7 |
| BIO-52076 | ISOLATE II RNA Plant Kit | 10 preps | 100,5 | 110,6 |
| BIO-52077 | ISOLATE II RNA Plant Kit | 50 preps | 301,5 | 331,7 |
| BIO-52082 | ISOLATE Fecal DNA Kit | 50 preps | 393 | 432,3 |
| špeciality bez fenolu, bez delenia lyzátu | | | | |
| BIO-52083 | ISOLATE II miRNA Kit -pre RNA menšiu ako 200nt (m, mi, si, sn, pi RNA) | 25 preps | 321,0 | 353,1 |
| BIO-52084 | ISOLATE II Plant miRNA Kit- pre RNA menšiu ako 200nt (m, mi, si, sn, pi RNA) | 25 preps | 279,8 | 307,7 |
| BIO-52086 | ISOLATE II Biofluids RNA Kit -celková RNA zo všetkých typov telesných tekutín | 50 preps | 433,5 | 476,9 |

Eurolab Lambda a.s., www.eurolambda.sk, eurolambda@eurolambda.sk

Výber vhodného kitu podľa typu vzorky:

|  | DNA Kits | | | | | | | RNA Kits | | | Phenol free Kit | miRNA Kit | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|---|---|---|
| | Plasmid Mini Kit | Genomic DNA Kit | PCR and Gel kit | Fecal DNA Kit | Blood DNA Kit | Plant DNA Kit | RNA Mini Kit | RNA Micro Kit | RNA Plant Kit | Plant miRNA Kit | RNA/DNA/Protein | Biofluids RNA Kit | FFPE RNA/DNA Kit | | | |
| animal tissues | | ☺ | | | ☐ | | ☺ | ☺ | | ☺ | | ☺ | | ☺ | ☐ | ☐ |
| bacterial cells | ☺ | ☺ | | | ☺ | | ☺ | | | ☺ | | ☺ | | ☺ | ☐ | ☐ |
| biological fluids | | ☺ | | | ☺ | | ☺ | | | ☺ | | ☺ | | ☺ | ☐ | ☐ |
| biopsy | | ☺ | | | | | | ☺ | | ☺ | | ☺ | | ☺ | ☐ | ☐ |
| blood/serum | | | | | ☺ | | | | | ☺ | | ☺ | | ☺ | ☐ | ☐ |
| buccal swabs | | ☺ | | | | | | | | | | ☺ | | ☺ | ☐ | ☐ |
| clean from react.mixes | | | ☺ | | | | ☺ | ☺ | | ☐ | | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ |
| compost and dung | | | | | | ☺ | | | | | | | | | | |
| cryosection | | ☺ | | | | | | ☺ | | | | ☺ | | ☺ | ☐ | ☐ |
| cultured cells | ☺ | ☺ | | | ☺ | | ☺ | ☺ | | ☺ | | ☺ | | ☺ | ☐ | ☐ |
| fecal (mammalian) | | ☺ | | ☺ | | ☺ | | | | | | | | | | |
| fungi | | | | | | ☺ | | | ☺ | ☐ | | ☺ | ☺ | ☐ | ☐ | ☐ |
| hair | | ☺ | | | | | | | | | | | | | ☐ | ☐ |
| insect | | ☺ | | | | | | | | | | | | | | |
| paraffin embedded tissue | | ☺ | | | | | ☺ | | | | | | | | ☐ | ☺ |
| PCR products | | | ☺ | ☺ | | | | | | | | ☐ | | | | |
| P1 constructs & cosmids | ☺ | | | | | | | | | | | | | | | |
| plant tissue and cells | | | | | | ☺ | | | ☺ | ☐ | | ☺ | ☺ | ☐ | ☐ | ☐ |
| rodent tail | | ☺ | | | | | ☺ | | | ☺ | | ☺ | | ☺ | ☐ | ☐ |
| soil | | | | | | ☺ | | | | | | | | | | |
| TAE & TBE gels | | | ☺ | | | | | | | | | | | | | |
| virus | | ☺ | | | ☺ | | | | | | | | | | ☺ | ☐ |
| yeast | | ☺ | | | | | ☺ | | | ☺ | | ☺ | | ☺ | ☐ | ☐ |
| crude RNA | | | | | | | | ☺ | | ☐ | | ☐ | | | | |

☺ Odporúčené
☐ Vhodné

Kontakt: e-mail: eurolambda@eurolambda.sk, tel: 033/5341 448, -9
Adresa: T. Milkina 2, 917 01 Trnava, www.eurolambda.sk