

SureScreen FOB a SureScreen FOB extra

imunochemické testy na okultné krvácanie

- ☛ najpoužívanejší test na Slovensku
- ☛ jediný na Slovensku dostupný imunochemický test preverený v predpilotnej štúdií skríningu KRCA na vyše 11 000 pacientoch
- ☛ citlivosť 50 ng/ml zabezpečuje optimálny pomer citlivosti a špecificity testu
- ☛ diéta nie je potrebná
- ☛ hradený všetkými zdravotnými poisťovňami
- ☛ možnosť dokúpiť dodatočné odberové nádoby

SureScreen FOB

- ☛ **balenie:**
25 testovacích platničiek
25 odberových nádobiek
25 návodov pre pacienta

**CENOVU NAJVÝHODNEJŠÍ
TEST NA TRHU**




SureScreen FOB extra

- ☛ **balenie:**
25 papierových pomôcok na zachytenie stolice
25 odberových nádobiek + 25 návodov pre pacienta
25 testovacích platničiek

sada pre jedného pacienta
zabalená v plastovom vrecúšku

- ☛ papierová pomôcka
zabráni kontaminácii
stolice vodou, močom, resp.
čistiacimi prostriedkami



NA NÁŠ TEST SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ UŽ 10 ROKOV...

Hb+Hb/Hp Combo Rapid Test Cassette

rýchly test na paralelné stanovenie hemoglobínu (Hb) a komplexu hemoglobín/haptoglobín (Hb/Hp) v stolici

- ☛ haptoglobín (alfa2-glykoproteín ireverzibilne naviazaný na Hb) je v gastrointestinálnom trakte výrazne stabilnejší (odolnejší voči degradácii), než voľný Hb a tým zlepšuje senzitivitu testu na okultné krvácanie v stolici
- ☛ vďaka lepšej stabilite komplexu Hb/Hp je testom možné zachytiť aj krvácanie z vyšších častí gastrointestinálneho traktu




SensAheart

Ultrasenzitívny rýchly test na včasnú detekciu infarktu myokardu v plnej krvi

- ☛ unikátna kombinácia dvoch kardiomarkerov v jednom prúžku (hFABP a cTnI)
- ☛ hFABP včasný marker AMI (detekcia už od 30 minút po AMI)
- ☛ kombinácia hFABP a cTnI zaručuje vysokú citlivosť
- ☛ hFABP $\geq 5-7$ ng/ml
- ☛ cTnI $\geq 0,3$ ng/ml
- ☛ vzorka: plná krv 30 μ l
- ☛ výsledok do 10 minút

senzitivita % 77
špecificita % 96
PPV % 97
NPV % 70



NOVINKA

No-Step Strep A Test

Patentovaný najjednoduchší a najrýchlejší Strep A test

- ☛ stačí zasunúť výterový tampón do otvoru v hornej modrej časti a zatlačiť
- ☛ výsledok do 5 minút
- ☛ vysoká citlivosť

NOVINKA

