

...a glutén rýchlo odhalíme

Biomedal  DIAGNOSTICS

## GlutenTox

- ✓ **GlutenTox Home** - rýchly test na detekciu gluténu v potravinách, nápojoch a kozmetike v domácnostiach
- ✓ **GlutenTox Pro** - rýchly test na detekciu gluténu pre potraviny a pracovné povrchy
- ✓ **GlutenTox Stick Plus** - rýchly test na detekciu gluténu v potravinách, nápojoch, povrchoch pre výrobcov a spracovateľov potravín, detekcia do 3 ppm
- ✓ **GlutenTox Elisa** - laboratórny test na prítomnosť gluténu v potravinách a nápojoch



**GlutenTox Home** (K-5472, 2 testy v balení) – rýchly, užívateľsky jednoduchý test na detekciu gluténu v tuhých potravinách a nápojoch v domácich podmienkach. Glutén môže byť prítomný v potravinách a nápojoch ako súčasť prídavných látok a konzervantov. Potravina je považovaná za bezpečnú, ak obsah gluténu neprekročí 20 ppm (ppm - množstvo miligramov gluténu na kilogram potraviny) Testom sa dá dokázať prítomnosť gluténu v koncentrácii **5 až 20 ppm**. (5 ppm je maximálna senzitivita testu). Test sa skladuje pri izbovej teplote. Výsledok získate za menej ako 20 min. Na prevedenie testu netreba žiadne špeciálne pomôcky.



**GlutenTox Pro** (KT-5660, balenie 25 stripov) - rýchly, jednoduchý a spoľahlivý test na detekciu gluténu v potravinách, nápojoch a povrchoch navrhnutý najmä pre komerčné kuchyne (cukrárne, cateringové spoločnosti, pre výrobcov bezpečných potravín...) \* Dlhá stabilita testu \* Nastaviteľná citlivosť na **5, 10, 20, 40 ppm** gluténu \* Unikátna metóda na detekciu toxicity ovsa \* Výsledok do 20 min \* Na prevedenie testu netreba žiadne špeciálne pomôcky \* Na vylúčenie nepredvídanej kontaminácie vstupnými surovinami \* na kontrolu povrchov a dosiek používaných na varenie a prípravu jedál \* na kontrolu miest, kde môže prísť ku kontaminácii (spoločné-zdieľané pomôcky) \* kontrola finálnych produktov.



**GlutenTox Stick Plus** (KT-5340, balenie 25 stripov) - praktický, rýchly, jednoduchý a spoľahlivý test na detekciu gluténu v stopových množstvách v potravinách, nápojoch a povrchoch. **Detekčný limit je 3 ppm** (<20 ppm je považované za bezpečné)

Unikátna metóda na detekciu toxicity ovsa.

Semikvantitatívna metóda



### GlutenTox ELISA – detekcia a kvantifikácia

**Gluten Tix ELISA Sandwich A1-G12** (KT-5196, 96 jamiek) - limit kvantifikácie **0,6 ppm** gluténu, výsledok do 2,5 hodiny, validovaný pre širokú škálu **rôznych potravinových matric** (obsahuje protilátky A1 a G12)

**GlutenTox ELISA Competitive A1** (KT-4718, 96 jamiek) a **Gluten Tox ELISA Competitive G12** (KT-4758, 96 jamiek) limit kvantifikácie **3 ppm**, výsledok do 1,5 hod, validované pre **hydrolyzované matrice**

Informácie, objednávky: Eurolab Lambda a.s. T. Milkina 2, 917 01 Trnava, [www.eurolambda.sk](http://www.eurolambda.sk)

mail: [eurolambda@eurolambda.com](mailto:eurolambda@eurolambda.com), tel: 033 / 5341 448-9