

Testy na domáce použitie




GlutenDetect – test na dôkaz prítomnosti lepku vo vzorkách stolice, alebo vo vzorkách moča



- ✓ jediné testy na trhu , ktoré odhaľujú prítomnosť lepku vo **vzorkách stolice a v moči**
- ✓ sebamonitorovanie dodržiavania bezlepkovej diéty a detekcia **omylom požitého gluténu**
- ✓ **jednoduché a rýchle** – výsledok do 15 min

Objavenie sa červenej línie v poli pre zobrazovanie výsledkov indikuje prítomnosť lepku vo vyšetrovanej vzorke -t.j. porušenie bezlepkovej diéty. Jediná zelená čiara sa zobrazí v prípade správne prevedeného testu a znamená, že vo vzorke sa glutén nenachádza, t.j. dodržanie bezlepkovej diéty



KT-6355 Gluten Detect Stool test, určený na detekciu gluténu v **STOLICI**, dokáže detekovať porušenie diéty v čase 2-6 dní od požitia potravy, alebo nápoja s obsahom lepku

KT-6414 GlutenDetect Urine test , určený na detekciu gluténu v **MOČI**, dokáže detekovať porušenie diéty v čase 4 -48 hodín od požitia potravy, alebo nápoja s obsahom lepku

Testy na domáce použitie



GlutenTox Home – test na dôkaz lepku v potravinách, nápojoch a kozmetike



(K-5472 GlutenTox Home, 2 testy v balení) – rýchly, užívateľsky jednoduchý test na detekciu gluténu v tuhých potravinách a nápojoch v domácich podmienkach. Glutén môže byť prítomný v potravinách a nápojoch ako súčasť prídavných látok a konzervantov. Potravina je považovaná za bezlepkovú, ak obsah gluténu neprekročí 20 ppm (ppm - množstvo miligramov gluténu na kilogram potravy) Testom sa dá dokázať prítomnosť gluténu v koncentrácii **5 až 20 ppm**. (5 ppm je maximálna senzitivita testu). Výsledok získate za menej ako 20 min. Na prevedenie testu netreba žiadne špeciálne pomôcky.

Striktné dodržiavanie bezlepkovej diéty

- Zlepšuje kvalitu života, redukuje symptómy ochorenia a normalizuje stav črevnej mukózy
- Redukuje riziko dlhotrvajúcich komplikácií, akými je nutričný deficit, demineralizácia kostí, spomalenie rastu, obezita a periférna neuropatia
- Redukuje pravdepodobnosť vývoja lymfómov, akými je Non-Hodkinov lymfóm, ktorého riziko sa zvyšuje u neliečenej celiakie 4,3 x
- Umožňuje odstrániť patologické vplyvy súvisiace s celiakiou, akými sú ženská infertilita a opakujúce sa potraty

Informácie, objednávky: Eurolab Lambda a.s., T.Milkina 2, 917 01 Trnava,
mail: eurolambda@eurolambda.com, tel: 033 / 5341 448-9, www.eurolambda.sk