

SensiFAST™ Real-Time PCR Kits

Probe Probe One-Step SYBR® SYBR® One-Step Genotyping cDNA Synthesis Reviews


robustnosť * citlivosť * reprodukovateľnosť* flexibilita
Sensi Mix – pre štandardné protokoly

Sensi Fast- pre extrémne rýchle protokoly novej generácie fast cyklov

Validované pre všetky bežne používané cykly
2019

katalóg	názov	balenie	bez DPH	s DPH
	HRM applications			
BIO-32005	SensiFAST HRM	500 rxns	405,8	446,3
	RNA templates - Sensi Fast			
BIO-72001	SensiFAST SYBR No-ROX One-Step Kit	100 rxns	168,0	184,8
BIO-72005	SensiFAST SYBR No-ROX One-Step Kit	500 rxns	708,0	778,8
BIO-73001	SensiFAST SYBR Hi-ROX One-Step Kit	100 rxns	168,0	184,8
BIO-73005	SensiFAST SYBR Hi-ROX One-Step Kit	500 rxns	708,0	778,8
BIO-74001	SensiFAST SYBR Lo-ROX One-Step Kit	100 rxns	168,0	184,8
BIO-74005	SensiFAST SYBR Lo-ROX One-Step Kit	500 rxns	708,0	778,8
BIO-76001	SensiFAST Probe No-ROX One-Step Kit	100 rxns	168,0	184,8
BIO-76005	SensiFAST Probe No-ROX One-Step Kit	500 rxns	708,0	778,8
BIO-77001	SensiFAST Probe Hi-ROX One-Step Kit	100 rxns	168,0	184,8
BIO-77005	SensiFAST Probe Hi-ROX One-Step Kit	500 rxns	708,0	778,8
BIO-78001	SensiFAST Probe Lo-ROX One-Step Kit	100 rxns	168,0	184,8
BIO-78005	SensiFAST Probe Lo-ROX One-Step Kit	500 rxns	708,0	778,8
	DNA templates -Sensi Fast			
BIO-82005	SensiFAST Probe Hi-ROX Kit	500 rxns	317,3	349,0
BIO-82020	SensiFAST Probe Hi-ROX Kit	2000 rxns	1088,3	1197,1
BIO-84005	SensiFAST Probe Lo-ROX Kit	500 rxns	317,3	349,0
BIO-84020	SensiFAST Probe Lo-ROX Kit	2000 rxns	1088,3	1197,1
BIO-86005	SensiFAST Probe No-ROX Kit	500 rxns	317,3	349,0
BIO-86020	SensiFAST Probe No-ROX Kit	2000 rxns	1088,3	1197,1
BIO-92020	SensiFAST SYBR Hi-ROX Kit	2000 rxns	874,0	961,4
BIO-92005	SensiFAST SYBR Hi-ROX Kit	500 rxns	314,3	345,7
BIO-94005	SensiFAST SYBR Lo-ROX Kit	500 rxns	314,3	345,7
BIO-94020	SensiFAST SYBR Lo-ROX Kit	2000 rxns	874,0	961,4
BIO-98005	SensiFAST SYBR No-ROX Kit	500 rxns	314,3	345,7
BIO-98020	SensiFAST SYBR No-ROX Kit	2000 rxns	874,0	961,4
	Sensi Mix			
BIO-83005	SensiMix II Probe No-ROX Kit	500 rxn	766,5	843,2
BIO-83020	SensiMix II Probe No-ROX Kit	2000 rxn	2507,3	2758,0
QT605-05	SensiMix SYBR Hi-ROX Kit	500 rxn	766,5	843,2
QT605-20	SensiMix SYBR Hi-ROX Kit	2000 rxn	2507,3	2758,0
QT625-05	SensiMix SYBR Low-ROX Kit	500 rxn	766,5	843,2
QT625-20	SensiMix SYBR Low-ROX Kit	2000 rxn	2507,3	2758,0
QT650-05	SensiMix SYBR No-ROX Kit	500 rxn	766,5	843,2
QT650-20	SensiMix SYBR No-ROX Kit	2000 rxn	2507,3	2758,0

 Informácie : Eurolab Lambda s.s. mail: eurolambda@eurolambda.com www.bioline.com